


合格证
QC PASS

Godox



Wechat
Official Account
神牛微信公众号

深圳市神牛摄影器材有限公司

地址: 深圳市宝安区福海街道塘尾社区福川工业区厂房2栋 电话: 0755-29609320(8062)

传真: 0755-25723423 邮箱: godox@godox.com

GODOX Photo Equipment Co.,Ltd.

Add: Building 2, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District,
Shenzhen 518103, China Tel: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423

E-mail: godox@godox.com

godox.com

Made in China | 705-FR76SD-02



MF-R76 S⁺

牙科环形闪光灯
Dental Ring Flash

使用手册
Instruction Manual

前言

感谢您购买神牛产品。

牙科环形闪光灯 MF-R76S+ 是一款强大的微距闪光灯, 适用于特写摄影, 尤其是口腔牙科摄影。它能产生平坦、平衡的光线, 通过从各个方向照亮牙齿来消除不需要的阴影, 即使在黑暗环境中也能提供清晰和聚焦的患者牙齿图像。

主要特点


- 接近拍摄时机身不会遮挡闪光灯的灯光, 闪光无暗角无阴影
- 多档位精准控制, 可在 1/1 全功率 -1/256 功率间以 1/3EV 调节
- 兼备 2.4G 无线发射和接收, 无线闪光中可当主控灯可当从属灯
- 锂电池供电, 超长续航, 1/1 全功率闪光次数多达 550 次
- 灯体安装方便, 灵活性高, 适用于 49mm-77mm 口径相机镜头
- 2 个对焦辅助灯, 10 档亮度调节, 在黑暗环境下更容易对焦
- 极简用户界面, 操作轻松便捷

主要特点

- ▲ 请保持干燥。
- ▲ 请勿私自拆卸产品, 如产品出现故障须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。
- ▲ 请勿让儿童接触本产品。
- ▲ 禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中, 若出现严重鼓胀, 请勿继续使用。
- ▲ 请勿放置在超过50度的高温环境中。
- ▲ 请勿将闪光灯头正对人眼闪光(特别是婴儿的眼睛), 否则可能会在短时间内造成视力障碍。
- ▲ 请勿在化学品、可燃性气体或其他特殊物质附近使用闪光灯, 这些物质在特殊情况下可能对闪光灯发出的瞬间强光敏感, 有可能导致火灾或电磁干扰。在这些场合下, 请注意相关警告标识。
- ▲ 本产品不能防水, 在雨天及潮湿环境下请注意防水。

部件名称

灯体



- 01. 灯头
- 02. MODE 按键
- 03. 对焦辅助灯按键(1~10调节)
- 04. MENU/锁定按键
- 05. RATIO 按键
- 06. 引闪按键
- 07. SET 按键
- 08. 调节拨轮
- 09. 开关按钮
- 10. 锁定环
- 11. 热靴

- 12. 闪光管 A
- 13. 闪光管 B
- 14. 取电池按钮
- 15. 控制器主体
- 16. 2.5mm 同步插孔
- 17. 连接线
- 18. 锂电池
- 19. 镜头适配环连接口
- 20. 拆卸卡口
- 21. 显示屏
- 22. Type-C 接口

显示屏

TTL 自动闪光模式




M(手动) 闪光模式




2.4G无线传输, 作为主控灯

- M: 闪光组 M
- A: 闪光组 A
- B: 闪光组 B
- C: 闪光组 C




2.4G无线传输, 作为从属灯

RX: 从属闪光组 (可选A或B或C)



物料清单

牙科环形
闪光灯 ×1



镜头适配环套装 AR-R Kit ×1




锂电池 ×1



USB 充电座 ×1



USB Type-C 充电线 ×1



收纳袋 ×1



电池

1. 本品采用 7.2V/3000mAh 锂电池, 使用寿命长。
2. 安全可靠, 内置电路有过充保护、过放保护、过流保护、短路保护。

小提示: 微距环形闪光灯 MF-R76S+ 通用神牛 V1 锂电池 VB26 和神牛 AD100Pro 锂电池 WB100(7.2V/2600mAh 或 7.2V/3200mAh)。


注意事项

1. 避免正负极短路。
2. 电池没有防水功能, 不要把电池浸泡在雾、水中。
3. 放置于儿童不易接触地方。
4. 电池充电不要放置超过 24 小时。
5. 电池应放置于凉爽、干燥及通风地方存储。
6. 电池不要靠近或放置于火中。
7. 电池使用报废后请按当地的规定处理。
8. 如果电池超过 3 个月不使用, 请对电池进行满电充电。
9. 长期不使用, 请充电至 60% 左右再放置。

装/卸电池


1. 拆卸电池

用您的手指长按电池按钮, 手往下推动电池, 便可取出电池。




2. 安装电池

按照电池指示方向将锂电池插入电池仓, 直至扣件卡住即可。




安装控制器

1. 滑动控制器热靴使其完全插入相机热靴插座中。




2. 拧紧锁定环: 按照逆时针方向旋转拧紧锁定环。



取下控制器


松开锁定环

按住按钮，按照顺时针方向旋转松开锁定环，将控制器从相机热靴中取下。




安装环形闪光灯

1. 将合适的镜头适配环，按照顺时针方向旋转安装到相机镜头前。



小提示：本产品配有 8 种规格的适配环，与相机镜头颈圈相符：49mm、52mm、55mm、58mm、62mm、67mm、72mm 和 77mm。


2. 将装有适配环的相机镜头对准适配环连接口，轻轻卡上即可。



注：装好的环形灯可以360°旋转，属于正常安装情况

取下环形闪光灯

找到环形灯背面的拆卸卡口，用手稍微用力向上提拉的同时，往右轻轻旋转，环形闪光灯随之脱离镜头。




开机/关机

将开关拨钮拨至<ON>，即为开机；拨至<OFF>，即为关机。

TTL闪光模式

短按 <MODE> 按键切换模式，切换至 <TTL> 模式时，显示屏左上角显示 <TTL>。

提示：TTL 闪光会在快门释放前的瞬间进行一次预闪，闪光灯接收相机信息进行主闪光。



1. 设置整体闪光

短按 Ratio 按键令屏幕显示 <TTL> 和 <1/2> 曝光补偿值 (-3~+3)。

旋转调节拨轮即可设置曝光补偿值，可以在 ±3 档间以 1/3 档为增量设置。



2. 设置A:B闪光光比

调整闪光灯A和闪光灯B之间的闪光光比，以产生不同场景下的明暗比。

1. 短按 Ratio 按键令屏幕显示 <A:B> 和 <8:1·4:1·2:1·1:1·1:2·1:4·1:8>。




- 短按SET按键可选<4/2>曝光补偿值/A:B闪光光比值,选中后旋转调节拨轮即可设置曝光补偿值/A:B闪光光比。设置曝光补偿值,可以在±3档间以1/3档为增量设置。设置A:B闪光光比,可在8:1-1:8闪光光比间以1/2档为增量设置。

A:B闪光比范围: 8:1 - 5.6:1 - 4:1 - 2.8:1 - 2:1 - 1.4:1 - 1:1 - 1:1.4 - 1:2 - 1:2.8 - 1:4 - 1:5.6 - 1:8




设置单侧闪光 (A组闪光或B组闪光)

- 短按Ratio按键令屏幕显示<A B>和<4/2>曝光补偿值 (-3~+3)。



- 短按SET按键可选闪光灯管A单侧闪光/闪光灯管B单侧闪光,选中后旋转调节拨轮即可设置曝光补偿值,可以在±3档间以1/3档为增量设置。

注
1. 闪光曝光补偿中“0.3”表示1/3档,“0.7”表示2/3档。
2. 想要取消闪光曝光补偿,将补偿量设回到“±0”即可。



M(手动)闪光模式

短按MODE按键切换模式,切换到<M>手动闪光模式时,显示屏左上角显示<M>。

闪光灯拥有三种方式闪光: 闪光管A和闪光管B以不同功率闪光、只有闪光管A或闪光管B闪光、闪光管A和闪光管B以相同功率闪光。

1. 设置整体闪光功率

短按Ratio按键令屏幕显示<M>和输出功率。

旋转调节拨轮即可设置输出功率,可在1/1全功率至1/256功率间以1/3档为增量设置。


注: 开启高速同步时,最小功率为1/64。



2. 设置A:B闪光功率

短按Ratio按键令屏幕显示<A B>和两处输出功率。

短按SET按键可选A组功率/B组功率,选中后旋转调节拨轮即可设置A组功率/B组功率;可在1/1全功率至1/256功率间以1/3档为增量设置。




3. 设置单侧闪光功率

短按Ratio按键令屏幕显示<A B>和单侧输出功率。

短按SET按键可选A组功率/B组功率,选中后旋转调节拨轮即可设置A组功率/B组功率;可在1/1全功率至1/256功率间以1/3档为增量设置。

注: 如A组输出闪光, B组为关闭状态。




主控灯界面设置

进入菜单,将闪光灯状态设置为无线主控(具体操作查看无线设置章节)。

拨动调节波轮可选M组/A组/B组/C组,短按SET按键选中M组/A组/B组/C组,短按MODE按键可切换至TTL/M/--,当切换至TTL,旋转调节拨轮调节闪光曝光补偿值,可在±3之间以1/3档为增量设置闪光曝光补偿值。当切换至M旋转调节拨轮可在1/1全功率至1/256功率间以1/3档为增量设置功率。

注: TTL表示TTL自动闪光, M表示M手动闪光, --表示关闭。界面中A, B, C参数值分别为被控制的从属灯A, 从属灯B, 从属灯C, 一台主控灯最多控制3台从属灯, 主控灯闪光输出值为M组闪光输出值。

主控灯的无线频道需设置和从属灯一致,方可控制从属灯,具体操作查看无线设置章节。



从属灯界面设置



进入菜单，将闪光灯状态设置为无线从属（具体操作查看下方无线设置章节）。

短按SET按键或旋转调节拨轮可切换至A/B/C。

切换至A，表示该灯设置为从属灯A。

切换至B，表示该灯设置为从属灯B。

切换至C，表示该灯设置为从属灯C。





注:从属灯的无线频道需设置和主控灯的频道一致,具体操作查看无线设置章节。

高速同步

MF-R76S+能够产生与相机快门最大速度同步的高速闪光,想要在背景柔和时对准主体拍照,此功能尤为方便。

1. 短按MENU/锁定按键进入菜单设置
2. 旋转调节拨轮至< SYNC >
3. 短按SET按键进入设置界面
4. 旋转调节拨轮选中< 高速同步 >
5. 短按MENU/锁定按键返回主界面,此时右上角显示< 高速同步 >




注:开启高速同步后,M(手动)闪光设置最小功率为1/64。

前帘同步

前帘闪光,是指当前帘完全打开后的一瞬间,闪光灯启动闪光,此功能适合一般情况的拍摄场景。


1. 短按MENU/锁定按键进入菜单设置
2. 旋转调节拨轮至< SYNC >
3. 短按SET按键进入设置界面
4. 旋转调节拨轮选中< 前帘同步 >
5. 短按MENU/锁定按键可返回主界面



对焦辅助灯设置

短按对焦辅助灯按键,实现开启或关闭对焦辅助灯。

对焦辅助灯调节:开启对焦辅助灯后,长按对焦辅助灯按键进入对焦辅助灯调节界面,旋转调节拨轮进行01-10级调节。设置完毕,长按对焦辅助灯按键退出对焦辅助灯调节界面。




锁定功能

长按MENU/锁定按键,实现锁定当前界面或解锁当前界面。


锁定界面时,短按任意按键无反应,以防拍摄中误调。

注:进入菜单界面后,长按MENU/锁定按键无反应,不起锁定作用。




同步插孔触发

同步插孔规格为φ2.5mm,此处可插入同步线或者触发器触发插头对闪光灯进行同步引闪。



过热保护功能

为防止闪光灯过热并损坏,请勿在1/1档位时进行超过30次的快速连续闪光。30次连续闪光后,要让闪光灯至少冷却10分钟。

您在进行超过30次连续闪光后马上继续进行更多次闪光,内部的过热保护功能可能会被激活,过热保护功能启动后,显示屏右上角显示<>。如果发生这种现象,请让闪光灯冷却约10分钟,闪光灯便会恢复正常。

激活过热保护功能的连续闪光次数

档位	连续闪光次数
1/1	60
1/2	80
1/4	150
1/8	200
1/16	340
1/32	540
1/64	1000
1/128	1000
1/256	1000

高速同步模式下,激活过热保护功能的连续闪光次数


档位	连续闪光次数
1/1	30
1/2	30
1/4	35
1/8	40
1/16	50
1/32	50
1/64	60

其他保护





显示屏显示	警示内容
E0	设备内部温度传感器有问题,请维修。
E1	闪光灯回电系统出现问题,无法回电引闪,请重新开机,如无法解决请维修。
E2	设备内温度过高,请停止引闪10分钟。
E3	闪光管两端电压过高,请维修。

灯体重置

同时长按对焦辅助灯按键和MUEU按键直至“RESET”出现,“RESET”消失则表示重置完毕。



菜单设置

一级选项	二级选项	说明
WIRELESS(无线)	OFF	关闭无线
	TX	开启主控无线
	RX	开启从属无线
CH(频道)	01-32	32个频道选择
ID(识别号)	OFF	关闭ID
	01-99	99个ID号选择
TCM (TTL拍摄值 转M值)	OFF	关闭
	ON	开启 (TCM在菜单开启后,短按MODE按键可以进行TCM转换,此功能不支持无线闪光或单侧闪光使用)
SYNC (同步)		前帘同步
		高速同步
RF DIST (引闪距 离)	0.3-10m	引闪距离: 0.3-10m
	1-100m	引闪距离: 1-100m
MODEL (模式)	 CONT	开启造型灯后,闪光灯闪光时,造型灯不会熄灭
	 INTER	开启造型灯后,闪光灯闪光时,造型灯熄灭
STBY (主控睡眠)	ON	作为主控灯使用时,开启休眠
	OFF	作为主控灯使用时,关闭休眠
RX STBY (从属睡 眠)	60 mins	作为从属灯使用时,超过60分钟无人操作,进入休眠
	30 mins	作为从属灯使用时,超过30分钟无人操作,进入休眠
	OFF	作为从属灯使用时,关闭休眠
BL (背光)	12 secs	>12秒无人操作,背光自动熄灭
	OFF	闪光灯背光处于熄灭状态
	ON	闪光灯背光一直亮着
LCD (显示屏对比 度)	-3~+3	显示屏对比度,7个级别

规格参数

名称	牙科环形闪光灯
型号	MF-R76S+
闪光指数	GN14(ISO 100、以米为单位)
兼容相机	索尼
锂电池	7.2V/3000mAh
闪光灯功率 (1/1档位)	76Ws
闪光色温	5900K±200K
对焦辅助灯功率	0.7W*2
对焦辅助灯色温	5300K±200K
闪光档位	1/1-1/256(以1/3档为增量调节)
闪光持续时间	1/300s-1/20000s
闪光模式	TTL闪光、M手动闪光
曝光补偿	-3~+3 EV(曝光值), 以1/3 EV为增量调节
高速同步	具备
后帘同步	具备 在相机端设置
前帘同步	具备
灯体内径	77mm
回电时间	0.1-1s
全功率闪光次数	550次
无线传输距离	0-100m
频道	32组: 01-32
ID号	99个: 01-99
工作环境温度	-10-50°C
环形闪光灯尺寸	130*130*27毫米/5.1*5.1*1英寸
控制器尺寸	120*70*50毫米/4.7*2.7*1.9英寸
净重 (含电池)	578克/20.39盎司

上述所有的规格均基于神牛测试标准; 设计和规格如有变更, 恕不另行通知。


兼容索尼相机列表

ILCE-6000I、a9、A7R、A7RIII、DSC-RX10、A7IV、A7C、A7R5、A7RIV、A7M3、ZV-E10、a6400、A7RII

注: 1. 此表格仅列举目前已测试的相机型号, 未涵盖所有索尼相机。其他相机型号, 用户可自行测试。
2. 本公司保留未来修改此表格内容的权利

口腔外视野设置-摄影师的位置


为了获得最佳的口腔外观察效果, 相机应与牙科患者平行放置, 保持大约 1.5 米的距离。



相机的光圈应设置为 f/8。可以使用自动对焦, 因为当以纵向姿势拿着相机时, 手动对焦会很困难。将镜头上的自动对焦开关移到自动对焦位置, 就可以激活自动对焦。

口腔内视野

口腔内观察通常是在牙科患者躺在牙科椅上时进行的, 因为这简化了牙科患者和摄影师在一些标准观察中的定位。请确保将镜头设置为手动对焦, 并遵循每个视图的指导, 正确设置对焦距离和光圈。使用手动对焦将确保在治疗的不同阶段拍摄的照片可以很容易地进行比较以显示进展。



故障排除指南

使用中遇到问题, 请参考此故障排除指南

问题	可能原因	解决办法
闪光灯不闪光	闪光灯没有正确安装	请将闪光灯热靴牢固地安装在相机上
	闪光灯和相机的电子触点变脏	请将闪光灯和相机的电子触点清理干净
电源自动关闭	微距闪光灯作为主控灯时, 菜单STBY选择ON选项, > 90秒无人操作, 电源自动关闭以节能	可按机身任意按键唤醒
	微距闪光灯作为从属灯时, 菜单RX STBY选择60mins或30mins选项, > 60分钟或30分钟无人操作, 电源自动关闭以节能	可按机身任意按键唤醒
无法开机	电池没电或电池已损坏	请更换充满电的电池或新电池
作为从属灯时不闪光	从属灯设置的闪光组别不正确, 例如主控灯B组处于关闭状态, 而从属灯闪光灯组设置为B	正确设置从属灯的闪光组
	主控灯和从属灯设置的传输频道不一致	请将主控灯和从属灯设置传输频道设置成一致, 例如主控灯频道为01, 从属灯频道也为01
	从属灯不在主控灯的无线传输范围内	请将从属灯设置在主控灯传输范围内, 无线传输范围为0-100m
	主控灯和从属灯过于靠近, 无法正常进行传输	请设置闪光灯的引闪距离, 在MENU-RF DIST中设置为0.3-10m.

固件升级

1. 本产品USB接口为Type-C接口, 请使用Type-C USB线 (另购)。
2. 产品升级固件需要Godox G3程序软件支持, 升级固件前请前往神牛官网<https://www.godox.com.cn>下载安装“Godox G3固件升级软件”, 再选择相应的固件文件。
3. 由于产品进行固件升级, 说明书请以最新电子版为准。

神牛2.4G无线漏闪原因及解决办法

1. 外部环境2.4G信号干扰 (如无线基站、2.4Gwifi路由、蓝牙设备等)
 - 请调节闪光灯的频道CH设置(建议+10) 找到无干扰的频道, 或者在工作时关闭其他2.4G设备。
2. 请确认闪光灯是否已经回电或回电速度是否跟上连拍速度(闪光灯就绪指示灯已经亮起), 并且没有处于过热保护或者其他异常状态中。
 - 请下调闪光灯档位, 如是TTL模式可以尝试改为M模式(TTL模式下需要预闪一次)。
3. 是否主控灯和从属灯距离太近(距离<0.5m)
 - 请设置闪光灯引闪距离; 在MENU-RF DIST中设置为0.3-10m。
4. 是否闪光灯在低电状态
 - 请更换电池。

维修保养

闪光灯工作时, 如发现异常, 请立即关掉电源, 查明原因。
灯体应避免震动, 平时注意表面除尘。

灯体稍有发热为正常现象, 无特别需要时, 勿连续引闪。
闪光灯所有维修概由本厂指定可供原厂配件的维修部负责。
1年保修, 消耗品如灯管等, 不在1年保修范围。

经发现, 擅自检修此闪光灯的, 将取消闪光灯保修, 维修需收取相关费用。
如有技术更改, 恕不另行通知。

Forword

Thank you for purchasing a GODOX product.

Dental ring flash MF-R76S+ is a powerful macro flash for close-up photography, especially oral dental photography. It produces a flat, balanced light that eliminates unwanted shadows by illuminating the teeth from every direction, providing sharp and focused images of the patients' teeth even when in dark environment.

Main Features


- No vignetting and no shadows in macro shooting.
- Accurate power adjustment from 1/1 full power to 1/256 at 1/3EV each stop.
- Equipped with 2.4G wireless transmission, workable as a transmitter or receiver unit in wireless flash group.
- Lithium battery power supply, up to 550 flash times in 1/1 full power.
- Easy to install and suitable for camera lenses with a diameter of 49mm-77mm.
- 2 focus assist beams and 10 levels of brightness adjustment.
- Simple user's interface, convenient and comfortable operation.

Warning

- ▲ Always keep this product dry.
- ▲ Do not disassemble. Should repairs become necessary, this product must be sent to an authorized maintenance center.
- ▲ Keep out of reach of children.
- ▲ Do not disassemble, hit, crush, or expose to fire. If severe swelling occurs, do not continue to use.
- ▲ Do not leave or store the flash unit if the ambient temperature reads over 50°C.
- ▲ Do not fire the flash directly into the eyes (especially those of babies) within short distances. Otherwise visual impairment may occur.
- ▲ Do not use the flash unit in the presence of flammable gases, chemicals and other similar materials. Under certain circumstances, these materials may be sensitive to the strong light emitted by this flash unit, which could cause a fire or electromagnetic interference.
- ▲ As this product is not waterproof, do not use in rain or damp conditions.

Name of Parts

Light Body




- | | |
|---|----------------------------------|
| 01. Flash Head | 12. Flash Tube A |
| 02. MODE Button | 13. Flash Tube B |
| 03. Focus Assist Beam Button (1~10 level) | 14. Battery Remove Button |
| 04. MENU/Lock Button | 15. Controller |
| 05. RATIO Button | 16. 2.5mm Sync Cord Jack |
| 06. Test Button | 17. Connecting Cable |
| 07. SET Button | 18. Lithium Battery |
| 08. Select Dial | 19. Adapter Ring Connecting Port |
| 09. Power Switch Button | 20. Detaching Mount |
| 10. Lock Ring | 21. Display |
| 11. Hotshoe | 22. Type-C Port |

Display


TTL Auto Flash Mode

TTL: TTL Auto Flash




M (Manual) Flash Mode

M (Manual)




2.4G Wireless Transmission as a Transmitter Unit

- M: Flash Group M
 A: Flash Group A
 B: Flash Group B
 C: Flash Group C




2.4G Wireless Transmission as a Receiver Unit

RX: Receiver Flash Group (A, B, C)



What's Inside

Dental Ring Flash ×1



Adapter Rings Kit AR-R Kit ×1




Lithium Battery ×1



USB Charger ×1



USB Type-C Cable ×1



Storage Bag ×1



Battery

1. This product uses 7.2V/3000mAh lithium battery which has long runtime.
2. It is safe and reliable. The inner circuit is against overcharge, overdischarge, overcurrent, and short circuit.

Tips: Dental ring flash MF-R76S+ is compatible with Godox V1 lithium battery VB26 and AD100Pro lithium battery WB100 (7.2V/2600mAh or 7.2V/3200mAh)


Cautions

1. Do not short circuit.
2. Do not expose to rain or submerge in water. This battery is not water proof.
3. Keep out of reach of children.
4. Do not leave the battery charging for more than 24 hours.
5. Store in dry, cool, ventilated places.
6. Do not put aside or into fire.
7. Dead batteries should be disposed according to local regulations.
8. If the battery has not been used for over 3 months, please fully recharge the battery.
9. If not in use for an extended period, please charge the battery to around 60% before storing.

Loading and Unloading the Battery


1. Unloading

Long press the battery remove button and push down the battery to unload it.





2. Loading

Insert the lithium battery according to the direction, push in until it is locked.



Installation of the Controller


1. Slide the hotshoe of the controller to completely insert it into the camera.
2. Tightening the lock ring: Rotate anticlockwise to tighten the lock ring.



Disassembly of the Controller


Loosening the Lock Ring

Rotate clockwise to loosen the lock ring and take down the controller.




Installation of the Ring Flash

1. Rotate clockwise the proper adapter ring and mount it to the front of the lens.



Tips: There are 6 adapter rings applicable to MF-R76S+: 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm and 77mm.


2. Insert the lens with adapter ring into the adapter ring connecting port until it is locked.



Note: It is normal that the mounted ring flash can be rotated 360°.

Disassembly of the Ring Flash

Slightly pull out the remove buckle on the back, and then rotate to the right to remove the ring flash.




Power Switch

Toggle Power switch button to < ON > to power on, and < OFF > to power off.

TTL Flash Mode

Short press the <MODE> button to switch to < TTL > mode, and the < TTL > icon will be on the upper left corner of the display.

Note: When the shutter button is fully pressed, the TTL flash will fire a pre-flash that the camera will use to calculate exposure and flash output the instant before the photo is taken.



1.Overall Flash Setting

Short press the Ratio button to make < TTL > icon and < FZ > >FEB value (-3~+3) on the display.



Turn the select dial to adjust the FEB value from -3 to +3 with an increment of 1/3 each stop.



2. A:B Flash Ratio Setting

Adjust the flash ratio of flash tube A to flash tube B, to achieve brightness to darkness ratio in different scenes.

Short press the Ratio button to make < A:B > icon and < 8:1·4:1·2:1·1:1·1:2·1:4·1:8 > on the display.




Short press the SET button to select <F2> > FEB/A:B flash ratio, turn the select dial to adjust the FEB/A:B flash ratio. The FEB value is adjustable from -3 to +3 with an increment of 1/3 each stop, while A:B flash ratio is adjustable from 8:1 to 1:8 with an increment of 1/2 each stop (for example: 8:1 - 5.6:1 - 4:1 - 2.8:1 - 2:1 - 1.4:1 - 1:1 - 1:1.4 - 1:2 - 1:2.8 - 1:4 - 1:5.6 - 1:8).



3. Single Group (A or B) Flash Setting


Short press the Ratio button to make <A:B> icon and <F2> > FEB value (-3~+3) on the display.



Short press the SET button to select group A flash/group B flash, turn the select dial to adjust the FEB value from -3 to +3 with an increment of 1/3 each stop.

Note:

1. "0.3" in FEB means 1/3 stop, "0.7" in FEB means 2/3 stop.
2. Adjust the FEB value to "±0" can cancel the FEB.



M (Manual) Flash Mode

Short press the MODE button to switch to <M> manual flash mode, and the <M> icon will be on the upper left corner of the display.


There are 3 flash modes: flash tube A and B flash in different flash ratio, only flash tube A or B flashes, flash tube A and B flash in the same flash ratio.

1. Overall Flash Ratio Setting

Short press the Ratio button to make <M> icon and output power on the display.

Turn the select dial to adjust the output power from 1/1 full power to 1/256 with an increment of 1/3 each stop.


Note: The minimum output is 1/64 when HSS (High Speed Sync) is turned on.



2. A:B Flash Output Setting

Short press the Ratio button to make <A:B> icon and two output values on the display.

Short press the SET button to select group A output /group B output, turn the select dial to adjust the group A output /group B output from 1/1 full power to 1/256 with an increment of 1/3 each stop.




3. Single Group Flash Output Setting

Short press the Ratio button to make <A:B> icon and single group output value on the display.

Short press the SET button to select group A output /group B output, turn the select dial to adjust the group A output /group B output from 1/1 full power to 1/256 with an increment of 1/3 each stop.

Note: If group A outputs flash, then group B is off.



Transmitter Unit Setting


Set the flash status as a transmitter unit in the menu (please refer to the wireless setting).

Turn the select dial to switch group M/A/B/C. Turn the SET button to select, then short press the MODE button to switch to TTL/M/--. Turn the select dial in TTL mode to adjust the FEB value from -3 to +3 with an increment of 1/3 each stop. Turn select dial in M mode to adjust the output power from 1/1 full power to 1/256 with an increment of 1/3 each stop.

Note: TTL means TTL auto flash, M means manual flash, -- means off.

The parameter values of A, B, C in the interface are parameter values of receiver A, B, C. One transmitter unit can control four receiver units at most, and the transmitter unit output is group M output.

The wireless channel of the transmitter unit should be set the same as the receiver units in order to control them, please refer to the wireless setting.



Receiver Unit Setting

Set the flash status as a receiver unit in the menu (please refer to the wireless setting below).



Short press the SET button or turn the select dial to switch among A/B/C

A means the flash is set as receiver A unit.

B means the flash is set as receiver B unit.

C means the flash is set as receiver C unit.



The wireless channel of the transmitter unit should be set to the same channel as the receiver units, please refer to the wireless setting.



⚡ High Speed Sync

MF-R76S+ is capable of producing high-speed flashes synchronized with the maximum shutter speed of the camera, making it especially handy when taking pictures of the subject at soft light background.

1. Short press the MENU/lock button to enter the menu settings.
2. Turn the select dial to < SYNC >.
3. Short press the SET button to enter setting.
4. Turn the select dial to < ⚡ >
5. Short press the MENU/lock button to return to the main interface, the < ⚡ > icon will be on the upper right corner.




Note: The minimum power of M (manual) flash is 1/64 when HSS (High Speed Sync) is on.

▶ First Curtain Sync

First curtain flash refers to the flash fires at moment when the first curtain is fully opened, this function is suitable for shooting scenes in general situations.

1. Short press the MENU/lock button to enter the menu settings.
2. Turn the select dial to < SYNC >.
3. Short press the SET button to enter setting.


4. Turn the select dial to < ▶ >
5. Short press the MENU/lock button to return to the main interface.



Focus Assist Beams

Short press the focus assist beam button to turn on or turn off the modeling light.

Focus assist beam adjustment: Turn on the focus assist beam, long press focus assist beam button to enter the setting interface, then turn the select dial to adjust in increments of 1-10 stops. After that, long press to exit.




Locking Function

Long press the MENU/lock button to lock or unlock the display.


Short press any button in the locked status won't work, and this is to avoid maloperation during shooting.

Note: After entering the menu interface, if you long press the MENU/lock button without any response, it does not work to lock.




Sync Cord Jack Trigger

The sync cord or trigger plug can be inserted into the 2.5mm sync port to fire the flash.



Over-Temperature Protection

To avoid overheating and deteriorating the flash head, do not fire more than 30 continuous flashes in fast succession at 1/1 full power. After 30 continuous flashes, allow a rest time of at least 10 minutes.

If you fire more than 30 continuous flashes and then fire more flashes in short intervals, the inner overtemperature protection function may be activated and  > is shown on the display. If this occurs, allow a rest time of about 10 minutes, and the flash unit will then return to normal.

Number of flashes that will activate over-temperature protection:

Power Output Level	Number of Flashes
1/1	60
1/2	80
1/4	150
1/8	200
1/16	340
1/32	540
1/64	1000
1/128	1000
1/256	1000

Number of flashes that will activate over-temperature protection in HSS mode:


Power Output Level	Number of Flashes
1/1	30
1/2	30
1/4	35
1/8	40
1/16	50
1/32	50
1/64	60

Other Protections





Prompts on the panel	Meaning
E0	A failure occurs on the temperature sensor inside the device, need to be repaired.
E1	A failure occurs on the recycling system so that the flash cannot fire. Please restart the flash unit. If the problem still exists, please send this product to a maintenance center.
E2	The system gets excessive heat. Please allow a rest time of 10 minutes.
E3	The voltage on two outlets of the flash tube is too high. Please send this product to a maintenance center.

Light Body Reset

Long press the focus assist beam button and MENU button until "RESET" icon appears, when the "RESET" icon disappears, it means that the reset is completed.



Menu Setting

First option	Secondary option	Meaning
WIRELESS	OFF	Turn off wireless
	TX	Turn on transmitter's wireless
	RX	Turn on receiver's wireless
CH	01-32	32 channels
ID	OFF	Turn off ID
	01-99	99 IDs
TCM	OFF	Off
	ON	On (Short press the MODE button to realize TCM transform when this function is switched on. This function is unavailable in wireless flash or single port flash.)
SYNC		First curtain sync
		High speed sync
RF DIST	0.3-10m	Trigger distance: 0.3-10m
	1-100m	Trigger distance: 1-100m
MODEL	 CONT	Turn on the modeling light, it will not go out when the flash fires.
	 INTER	Turn on the modeling light, it will go out when the flash fires.
STBY	ON	Turn on sleep mode when used as a transmitter unit.
	OFF	Turn off sleep mode when used as a transmitter unit.
RX STBY	60 mins	Enter sleep mode after 60 minutes of idle time when used as a receiver unit.
	30 mins	Enter sleep mode after 30 minutes of idle time when used as a receiver unit.
	OFF	Turn off sleep mode when used as a receiver unit.
BL	12 secs	Backlight off over 12 seconds of idle use.
	OFF	Backlight always off
	ON	Backlight always on
LCD	-3~+3	The contrast ratio can be adjustable in 7 levels.

Technical Data

Product Name	Dental Ring Flash
Model	MF-R76S+
Guide No.	GN14(ISO 100, in meter)
Compatible Camera	Sony
Lithium Battery	7.2V/3000mAh
Flash Power (1/1 Power Output)	76Ws
Flash CCT	5900K±200K
Focus Assist Beam Power	0.7W×2
Focus Assist Beam CCT	5300K±200K
Flash Power Range	1/1-1/256 (with 1/3 increment each stop)
Flash Duration	1/300s~1/20000s
Flash Mode	TTL Flash, M (Manual) Flash
FEB	-3~+3 EV (FEB value), with 1/3 EV increment each stop
HSS	Yes
First Curtain Sync	Yes
Second Curtain Sync	Yes, set on the camera
Inner Diameter of Light Body	77mm
Recycle Time	0.1-1s
Full Power Flashes	550
Wireless Transmission Distance	0-100m
CH	32 groups: 01-32
ID	99: 01-99
Working Environment Temperature	-10~50°C
Ring Flash Dimension	130×130×27mm/5.1×5.1×1 inches
Controller Dimension	120×70×50mm/4.7×2.7×1.9 inches
Net Weight (with battery)	578g/20.39oz

All the above data are based on Godox testing standards.
Design and specifications may be subject to change without notice.

List of Compatible Sony Cameras

ILCE-6000I, a9, A7R, A7RIII, DSC-RX10, A7IV, A7C, A7R5, A7RIV, A7M3, ZV-E10, a6400, A7RII

Note:


1. This table only lists the tested camera models, not all Sony series cameras. For the compatibility of other camera models, a self-test is recommended.
2. Rights to modify this table are retained.

Practical Guide to Dental Photography

Extra Oral Views

Set up-positioning of Photographer


For the best result of extra oral views, the camera should be positioned parallel to the patient at a constant distance of approximately 1.5m.



The camera aperture should be set to f/8. Autofocus can be used as manual focussing can be difficult when holding the camera in the portrait position. Autofocus is activated by moving the AF switch on the lens to the AF position.

Intra Oral Views

Intra oral views are typically taken whilst the patient is in the dental chair as this simplifies the positioning of the patient and photographer for some of the standard views. Make sure to keep the lens set to manual focus and follow the guidance for each view to set the focus distance and the aperture correctly. Using manual focus will ensure that photos taken at different stages of treatment can be easily compared to show progress.



Troubleshooting Guide

Please refer to the guide table below when problems occur.

Problem	Possible reason	Solution
Flash does not fire	Not correctly installed	Please mount the hotshoe of the flash securely on the camera.
	The electronic contacts of the flash and camera are dirty	Clean the electronic contacts of the flash and camera.
Power down automatically	The power will automatically shut down over 90s of idle use when using as a transmitter unit and the STBY is on.	Press any button to wake up
	The power will automatically shut down over 60min or 30min of idle use when using as a receiver unit and the RX STBY is set as 60mins or 30mins.	Press any button to wake up
Can not boot up	Battery runs out or damages	Please charge or replace the battery.
	The receiver's flash group is incorrect. For example, group B of the transmitter is off but the receiver is set as group B.	Set the flash group of receiver correctly.
Flash does not fire as a receiver unit	The channels of transmitter and receiver are inconsistent.	Please set the channels of transmitter and receiver to the same, e.g., set the channel of transmitter to 01, and receiver's to 01 as well.
	The receiver is out of the transmission distance of the transmitter.	Please set the receiver within the transmission distance (0-100m) of the transmitter.
	The transmitter and receiver are too close for transmission.	Please set the triggering distance in MENU-RF DIST as 0.3m to 10m.

Firmware Upgrade

1. This product supports firmware upgrade through the Type-C USB port, please use Type-C USB connection line (sold separately).
2. As the firmware upgrade needs the support of Godox G3 software, please download and install the "Godox G3 firmware upgrade software" before upgrading from our official website <https://www.godox.com>. Then, choose the related firmware file.
3. Please refer to the latest electronic version of the instruction manual.

The Reason & Solution of Not Triggering in Godox 2.4G Wireless

1. **Disturbed by the 2.4G signal in outer environment (e.g. wireless base station, 2.4G wifi router, Bluetooth, etc.)**
→ To adjust the channel CH setting on the flash trigger (add 10+ channels) and use the channel which is not disturbed. Or turn off the other 2.4G equipment in working.

2. **Please make sure that whether the flash has finished its recycle or caught up with the continuous shooting speed or not (the flash ready indicator is lighten) and the flash is not under the state of over-heat protection or other abnormal situation.**

→ Please downgrade the flash power output. If the flash is in TTL mode, please try to change it to M mode (a preflash is needed in TTL mode).

3. **Whether the distance between the flash trigger and the flash is too close or not (<0.5m).**

→ Please turn on the "close distance wireless mode" on the flash trigger.
→ Please set the MENU--DIST to 0-30m.

4. **Whether the flash trigger and the receiver end equipment are in the low battery states or not**

→ Please replace the battery.

Maintenance

Shut down the device immediately should abnormal operation be detected.

Avoid sudden impacts and the product should be dedusted regularly.

It is normal for the flash tube to be warm when in use. Avoid continuous flashes if unnecessary. Maintenance of the flash must be performed by our authorized maintenance department which can provide original accessories.

This product, except consumables e.g. flash tube, is supported with a one-year warranty. Unauthorized service will void the warranty.

If the product had failures or was wetted, do not use it until it is repaired by professionals. Changes made to the specifications or designs may not be reflected in this manual.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of

the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warning

Operating frequency:2412.99MHz – 2464.49MHz

Declaration of Conformity

GODOX Photo Equipment Co.,Ltd. hereby declares that this equipment are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

For more information of DoC, Please click this web link:https://www.godox.com/DOC/Godox_MF-R76C_DOC.pdf.

The device complies with RF specifications when the device used at 0mm from your body.

产品保修

尊敬的用户, 本保修卡是申请保修服务的重要凭证, 请您配合销售商填写并妥善保管, 谢谢!

产品信息	型号	产品条码
用户信息	姓名	联系电话
	通信地址	
销售商信息	名称	
	联系电话	
	通信地址	
	销售日期	
备注		

注：此表应由销售商盖章确认。

产品信息

本文件适用于相关《产品保修信息》(见后面说明)所列产品, 其他非属此范围的产品或部件(如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等)不在此保修承诺内。

保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算, 购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系, 也可拨打神牛产品售后服务电话, 与我们联系, 由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时, 您应提供有效的保修卡作为保修凭证, 方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡, 则在我们确认产品或部件属于保修范围的情况下, 也可以为您提供保修, 但这不作为我们的义务。

不适用保修的情况

如产品存在下列情况，本文件项下的保证和服务将不适用：①产品或部件超过相应保修期；②错误或不当使用、维护或保管导致的故障或损坏，如：不当搬运；非按产品合理预期用途使用；不当插拔外接设备；跌落或外力挤压；接触或暴露于不当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境；③由非神牛授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏；④产品或部件原有识别信息被修改变更或删除；⑤无有效保修卡；⑥使用非法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏；⑦因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏；⑧其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。遇上述情况，您应向相关责任方寻求解决，神牛对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的，不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色、磨损和消耗，不是保修范围内的故障。

产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行：

产品类别	选件名称	保修期(月)	保修服务类型
部件	主机	12	客户送修
	电池	3	客户送修
	充电器等带电性能的部件。	12	客户送修
其他	如电源线、同步线闪光灯、造型灯泡、外壳、保护罩、锁紧装置、包装等。	无	无保修

神牛产品售后服务电话 0755-29609320-8062

Warranty

Dear customers, as this warranty card is an important certificate to apply for our maintenance service, please fill in the following form in coordination with the seller and safe-keep it. Thank you!

Product Information	Model	Product Code Number
Customer Information	Name	Contact Number
	Address	
Seller Information	Name	
	Contact Number	
	Address	
	Date of Sale	
Note		

Note: This form shall be sealed by the seller.

Applicable Products

The document applies to the products listed on the Product Maintenance Information (see below for further information). Other products or accessories (e.g. promotional items, giveaways and additional accessories attached, etc.) are not included in this warranty scope.

Warranty Period

The warranty period of products and accessories is implemented according to the relevant Product Maintenance Information. The warranty period is calculated from the day (purchase date) when the product is bought for the first time. And the purchase date is considered as the date registered on the warranty card when buying the product.

How to Get the Maintenance Service

If maintenance service is needed, you can directly contact the product distributor or authorized service institutions. You can also contact the Godox after-sale service call and we will offer you service. When applying for maintenance service, you should provide valid warranty card. If you cannot provide valid warranty card, we may offer you maintenance service once confirmed that the product or accessory is involved in the maintenance scope, but that shall not be considered as our obligation.

Inapplicable Cases

The guarantee and service offered by this document are not applicable in the following cases: ① **The product or accessory has expired its warranty period;** ② **Breakage or damage caused by inappropriate usage, maintenance or preservation, such as improper packing, improper usage, improper plugging in/out external equipment, falling off or squeezing by external force, contacting or exposing to the improper temperature, solvent, acid, base, flooding and damp environments, etc;** ③ **Breakage or damage caused by non-authorized institution or staff in the process of installation, maintenance, alternation, addition and detachment;** ④ **The original identifying information of product or accessory is**

modified, alternated, or removed; ⑤ No valid warranty card; ⑥ Breakage or damage caused by using illegally authorized, nonstandard or non-public released software; ⑦ Breakage or damage caused by force majeure or accident; ⑧ Breakage or damage that could not be attributed to the product itself. Once met these situations above, you should seek solutions from the related responsible parties and Godox assumes no responsibility. The damage caused by parts, accessories and software that beyond the warranty period or scope is not included in our maintenance scope. The normal discoloration, abrasion and consumption are not the breakage within the maintenance scope.

Maintenance and Service Support Information

The warranty period and service types of products are implemented according to the following Product Maintenance Information:

Product Type	Name	Maintenance Period(month)	Warranty Service Type
Parts	Circuit Board	12	Customer sends the product to designated site
	Battery	3	Customer sends the product to designated site
	Electrical parts e.g,battery charger, etc.	12	Customer sends the product to designated site
Other Items	Flash tube, power cord, sync cable,modeling lamp,lamp body, lamp cover,lockingdevice, package, etc.	No	Without warranty

Godox After-sale Service Call +86-755-29609320(8062)